

广告

京械广审(文)第240721-12984号


A+H上市公司

A股代码 688236

H股代码 01858



3D打印脊柱截骨导板



北京市春立正达医疗器械股份有限公司


Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

3D打印脊柱截骨导板

产品特点

1、3D打印脊柱截骨导板共分三种型号，在临床中可用于脊柱截骨手术中的定位、导向，可有效确定患者截骨位置，缩短手术时间，减少因定位引起的出血等手术并发症的出现。

2、I型、II型截骨导板用于脊柱单侧截骨手术时使用；III型截骨导板用于两侧截脊柱截骨手术时使用。




适应症

3D打印脊柱截骨导板适用于：需要进行导向的脊柱截骨手术。

禁忌症

- ①整体或局部的急性或潜在性感染者。
- ②对尼龙过敏者。
- ③骨质特别疏松、骨吸收、骨质不良者。
- ④过于肥胖者。
- ⑤因其他疾病影响术后的功能者。
- ⑥3D打印脊柱假体说明书涉及的所有禁忌症者。



名称	型号	材料	规格		
			材料代号	长度(mm)	板宽度(mm)
3D打印脊柱截骨导板	I型	PA12	L-W	30-100	5-80
	II型		L-W	30-100	5-80
	III型		L-W	30-100	5-80

禁忌内容或者注意事项详见说明书

北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
电话Tel: 010-80561677

www.clzd.com



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号