

广告

京械广审（文）第 240721-12907 号


A+H上市公司

A股代码 688236

H股代码 01858



3D打印膝关节截骨导板



北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

3D打印膝关节截骨导板



产品特点

1、3D打印膝关节截骨导板共分九种型号，在临床中可用于膝关节置换手术中股骨远端、胫骨近端的定位、导向，可有效确定患者下肢力线，缩短手术时间，减少因髓内定位引起的髓内出血等手术并发症的出现。

2、Ⅰ型截骨导板用于股骨侧截骨手术时使用；Ⅱ型截骨导板用于胫骨侧截骨手术时使用；Ⅲ型截骨导板用于DFO截骨手术时使用；Ⅳ型截骨导板用于HTO截骨手术时使用；Ⅴ型截骨导板用于长骨骨干截骨手术时使用；Ⅵ型截骨导板用于胫骨远端截骨手术时使用；Ⅶ型截骨导板用于胫骨近端截骨手术时使用；Ⅷ型截骨导板用于体外截骨手术时使用。Ⅸ型截骨导板用于初次膝关节一体成型截骨手术时使用。

适应症

3D打印膝关节截骨导板适用于：需要进行导向的膝关节截骨手术。



名 称	型 号	材 料	规 格		
			代号	长度(mm)	板宽度(mm)
膝关节 截骨导板	I 型	PA12	L-W	20-375	20-100
	Ⅱ型		L-W	20-375	20-100
	Ⅲ型		L-W	20-375	20-375
	Ⅳ型		L-W	20-150	10-80
	Ⅴ型		L-W	20-100	20-300
	Ⅵ型		L-W	20-300	20-100
	Ⅶ型		L-W	20-150	10-50
	Ⅷ型		L-W	200-370	20-270
	Ⅸ型		L-W	40-100	40-100

禁忌内容或者注意事项详见说明书



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号