

## 不可吸收带线锚钉





# 不可吸收带线锚钉

## 适应症


适用于指关节、脚趾关节、肩关节、膝关节、足和踝关节、肘关节，针对软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，可靠地将软组织与骨性结构固定在一起。

## 产品特点：


- 1、锚钉尖端设计，植入简单易行，无预钻孔需求；
- 2、锚钉采用高低双螺纹设计，提供更大把持力；
- 3、预置两根或单根高强度缝合线；
- 4、两根缝线采用纯白和白蓝线组合，便于术中操作打结；
- 5、锚钉采用减少术中缝线打结缠绕的独立双孔设计；
- 6、全规格尺寸，包括2.0、2.8、3.5、5.0、6.5满足身体全部位缝合固定需求；
- 7、插入器旋杆上有置入深度标记线，旋入过程中一目了然；
- 8、选用不透射线的钛金属材料；
- 9、手柄采用医用ABS材料；



提供多种尺寸规格选择，满足患者不同手术部位的缝合需求



锚钉预置高强度超高分子量聚乙烯缝线



手柄内置缝线，操作简便，防止缝线缠绕，并能快速简单地将锚钉释放

