

均匀粗糙面46型全髌臼




A型（闭孔沟型）

- 适用于髌臼内壁及髌骨骨缺损
- 防止髌臼杯向上及向内发生位移
- 在移植骨塌陷的情况下，能够有效地防止髌臼杯移动

(单位：MM)

名称	规格	图示
均匀粗糙面46型全髌臼 A型 (闭孔沟型)	52L	
	56L	
	60L	
	64L	
	68L	
	72L	
	52R	
	56R	
	60R	
	64R	
	68R	
	72R	



B型（坐骨板型）

- 适用于髌臼骨缺损、骨盆不连续、髌臼下方缺损、前后柱缺损
- 防止髌臼杯移动
- 通过桥接分散受力，保护移植骨

(单位：MM)

名称	规格	图示
均匀粗糙面46型全髌臼 B型 (坐骨板型)	52L	
	56L	
	60L	
	64L	
	68L	
	72L	
	52R	
	56R	
	60R	
	64R	
	68R	
	72R	

香港主板上市企业
春立医疗：01858.HK



北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20层 (100021)

电话Tel: 010-58611761

传真Fax: 010-58611751

www.clzd.com

400-010-1998



关注骨科动态
欢迎扫一扫



香港主板上市企业

春立医疗：01858.HK



均匀粗糙面
160型股骨柄

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

- 近年来，有不少学者陆续报道了组配式股骨假体连接处存在发生腐蚀、断裂的问题，其释放的金属离子对周围组织能产生严重的不良反应。为此，著名教授Wui Kwong Chung及国际、国内领先骨科专家团队共同设计了这款全新非骨水泥型单块式翻修柄。
- 假体与骨之间6cm以上的良好匹配可保证初期植入的稳定性，并为骨长入提供最佳机会。

直柄: 150mm
弯柄: 200mm/250mm
(分左右)

便于重建大粗隆

粗糙等离子钛喷涂粗糙表面

两侧峭状突起增加旋转稳定性


具有专利的高抛光偏心柄尖设计
避免柄远端与外侧骨质撞击

12/14通用标准锥度

扁平化窄颈设计，更佳活动度，减少撞击

>15°


病例示例




术者: W.K Chung教授

均匀粗糙面160型股骨柄


(单位: MM)

名称	编号	规格	柄长L	颈长LN	偏心距H	近端尺寸W	远端尺寸W1	颈干角a	材质	锥度	表面喷涂	图示
均匀粗糙面160型股骨柄 (标准)	3325-02090	9	150	33	39	26.5	9	130	Ti6Al4V	12/14	喷钛	
	3325-02100	10	150	33	39.5	27.5	10					
	3325-02110	11	150	33	40	28.5	11					
	3325-02120	12	150	33	40.5	29.5	12					
	3325-02130	13	150	36	41	30.5	13					
	3325-01240	14	150	36	41.5	31.5	14					
	3325-02150	15	150	36	41.5	32.7	15					
	3325-02160	16	150	36	42	33	16					
	3325-02180	18	150	39	42.5	34.5	18					
	3325-02200	20	150	39	43	36	20					

(单位: MM)

名 称	编 号	规 格	柄长L	颈长LN	偏心距H	近端尺寸W	远端尺寸W1	颈干角α	材 质	锥 度	表面喷涂	图示					
均匀粗糙面160型股骨柄 (翻修200)	3326-02091	9L	200	33	39	26.5	9	130	Ti6Al4V	12/14	喷钛						
	3326-02092	9R															
	3326-02101	10L		33	39.5	27.5	10										
	3326-02102	10R															
	3326-02111	11L		33	40	28.5	11										
	3326-02112	11R															
	3326-02121	12L		33	40.5	29.5	12										
	3326-02122	12R															
	3326-02131	13L		36	41	30.5	13										
	3326-02132	13R															
	3326-02141	14L		36	41.5	31.5	14										
	3326-02142	14R															
	3326-02161	16L		36	42	33	16										
	3326-02162	16R															
	3326-02181	18L		39	42.5	34.5	18										
	3326-02182	18R															
3326-02201	20L	39	43	36	20												
3326-02202	20R																

(单位: MM)

名 称	编 号	规 格	柄长 L	颈长 LN	偏心距 H	近端尺寸 W	远端尺寸 W1	颈干角 α	材 质	锥 度	表面喷涂	图 示					
均匀粗糙面160型股骨柄 (翻修250)	3327-02101	10L	250	33	39.5	27.5	10	130	Ti6Al4V	12/14	喷钛						
	3327-02102	10R															
	3327-02121	12L		33	40.5	29.5	12										
	3327-02122	12R															
	3327-02141	14L		36	41.5	31.5	14										
	3327-02142	14R															
	3327-02161	16L		36	42	33	16										
	3327-02162	16R															
	3327-02181	18L		39	42.5	34.5	18										
	3327-02182	18R															
	3327-02201	20L		39	43	36	20										
	3327-02202	20R															