



膝关节骨水泥定型模具




产品特点

- ◆ 无菌包装，一次性使用
- ◆ 型号规格较多，更好的满足手术要求
- ◆ 旋转螺纹设计，间隔器更易取出
- ◆ 良好的生物相容性

股骨部分模具(MAK) (单位: mm)

股骨部分模具	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	
AP	44	46.8	49.4	52.1	54.5	56.5	58.5	60.3	
ML	53.5	56	58.5	61	63	65	67.5	69.5	

胫骨部分模具(MAK) (单位: mm)

胫骨部分模具	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	
AP	40	41.6	43	44.7	45.2	45.8	46.3	46.8	
ML	60	62.6	65	67.3	70	72.8	75.3	77.8	

测量块(MAK) (单位: mm)

测量块	间隙测量块			
厚度	5mm	10mm	12mm	

适应症

此产品适用于因感染导致的膝关节二期翻修置换手术，用于通过填充骨水泥制备股骨和胫骨临时性间隔器

禁忌症

- ◆ 健康状况不允许进行二期翻修手术的患者
- ◆ 股骨近端、胫骨远端骨缺损严重，无法用骨水泥固定的患者
- ◆ 骨质疏松严重不良的患者
- ◆ 肌肉和韧带受损或缺失
- ◆ 重症肌无力者
- ◆ 未进行全膝关节置换，由于创伤、感染性关节炎或需要其他手术治疗而导致的感染
- ◆ 骨骼尚未成熟

注意：广告、禁忌内容或者注意事项详见说明书、广审文号

