

A+H上市公司
A股代码 688236
H股代码 01858



CL倒打钻



北京市春立正达医疗器械股份有限公司


Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

仅供公司内部参考资料 2023 V1

产品特点

CHARACTERISTICS

- ◆ 主要用于全内交叉韧带重建手术中打孔，可替代传统手术中空心钻打孔，具有手术简单、对骨质破坏少、术后疼痛大幅减少等优点；
- ◆ 倒打钻规格型号为6-12每隔0.5一个规格型号。





CL倒打钻
CL RETROGRADE DRILL

CL倒打钻

CL RETROGRADE DRILL

适用于全内韧带重建手术中骨骼处的钻孔、扩孔

- ◆ 精准定位、方便快捷
- ◆ 精钢打造，钻头锋利耐用
- ◆ 操作简便，简单易上手



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号

北京市通州区通州经济开发区南区鑫宽西二路10号

电话Tel: 010-87321998

www.clzd.com

广告

京械广审(文)第240721-12530号
禁忌内容或者注意事项详见说明书