


A+H上市公司
A股代码 688236
H股代码 01858



春立骨科 全球智慧
CHUNLI ORTHOPEDICS GLOBAL INTELLIGENCE

春立骨科 全球智慧
CHUNLI ORTHOPEDICS GLOBAL INTELLIGENCE



北京市春立正达医疗器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

电话Tel: 010-87321998

传真Fax: 010-80561690

www.clzd.com



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号

广告

京械广审(文)第240721-12525号
禁忌内容或者注意事项详见说明书
仅供公司内部参考资料 2023 V1

PEEK界面螺钉

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

PEEK界面螺钉

●产品型号/规格及其划分说明


适用范围

适用于膝关节十字韧带重建手术中韧带，肌腱，软组织与骨的固定。


产品特点

- 一 采用PEEK材料作为原料具有改善骨诱导和抗菌能力；
- 二 采用PEEK材料设计较金属钉减少扭入时对移植物的切割作用、金属残留物对术后MR检查的干扰作用、体内长期残余金属可能引起严重的无菌性炎症反应；
- 三 提供全规格尺寸，JM/JQ；
- 四 采用通用插入器旋杆上有置入深度标记线，旋入过程一目了然。

JM界面螺钉



JQ螺钉鞘



●界面螺钉规格型号表

界面螺钉关键尺寸 单位: mm

型号	螺钉公称直径d	螺钉直径ΦD(0 -0.15)	螺钉底径ΦD1(0 -0.15)	螺钉长度L1(±0.5)	螺钉锥度(1:N)
JM	6.0	6.5	4.6	20	1:36.8
	6.0	6.5	4.6	25	1:32.6
	6.0	6.5	4.6	25反向	1:32.6
	7.0	7.4	5.5	20	1:28.6
	7.0	7.4	5.5	25	1:27.6
	7.0	7.4	5.5	25反向	1:27.6
	7.0	7.4	5.5	30	1:25.8
	8.0	8.3	6.3	20	1:33.6
	8.0	8.3	6.3	25	1:27.7
	8.0	8.3	6.3	25反向	1:27.7
	8.0	8.3	6.3	30	1:24
	8.0	8.3	6.3	35	1:20.5
	9.0	9.0	6.6	20	1:15.5
	9.0	9.0	6.6	25	1:14
	9.0	9.0	6.6	30	1:12.9
	9.0	9.0	6.6	35	1:11.7
	10.0	10.0	7.6	20	1:15.5
	10.0	10.0	7.6	25	1:14
	10.0	10.0	7.6	30	1:12.9
	10.0	10.0	7.6	35	1:11.7
11.0	11.0	8.6	25	1:15.5	
11.0	11.0	8.6	30	1:13.5	
11.0	11.0	8.6	35	1:12.9	
12.0	12.0	9.6	35	1:11.7	

型号	螺钉直径 ΦD(0-0.15)	螺钉底径 ΦD1(0-0.15)	螺钉长度 L1(±0.5)	螺钉锥度	钉鞘直径 ΦD2(+0.15)	钉鞘内径 ΦD3(+0.15)	钉鞘长度 L3(±0.5)	钉鞘锥度
JQ	6.0	4.6	23	1:36.8	7.0	6.0	25	1:36.8
	7.0	4	28	1:26.3	8.0	7.0	29.5	1:26.3
	8.0	5	28	1:26.1	9.0	8.0	29.5	1:26.1
	9.0	6	28	1:13.5	10.0	9.0	29.5	1:13.5
	10.0	7	28	1:13.5	11.0	10.0	29.5	1:13.5