





颈椎后路钉棒系统

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

颈椎后路螺钉 小螺钉有大“脚”度



钉 的 特 点	优 势
全向 100° 超大角度	解决临床各种颈椎后路固定
球形锁紧	超稳定
钉头开口设计	自攻，自导

颈椎螺钉拉力试验对比	试验模型	某进口品牌	春立
	50°偏角拉力	颈椎螺钉拉力试验对比、 比某进口品牌同类产品 拉力高90%	春立
	竖直拉力		


颈椎螺钉超大扭力破坏试验	进口产品	春立
5.5N.m大扭力破坏实验， 螺塞损坏试验结果对比！	螺塞无法承受超大扭力测试 (正常产品标定锁紧2N.m)	产品螺塞无一断牙现象 (正常产品标定锁紧3N.m)

拱形横联



快速与简便的原位安装，解剖结构设计，减少软组织对硬膜的刺激

3.5预弯棒



钢板（异形板）



钢板（异形板压片）



螺钉



颈椎后路螺钉规格型号

名称	型号(mm)					
拱形横联	21±4	28±4	35±4	42±4	49±4	50±4

名称	型号(mm)	
3.5预弯棒	直径3.5mm	长度220mm

名 称	型 号(mm)		
钢板（异形板）	小号	中号	大号
	29±4	35±4	43±4

名称	直径(mm)	型号(mm)					
螺 钉	4.0	6	8	10	12	14	16
	4.5	6	8	10	12	14	16